

Ein- und Auslagerung der Elemente

Reto Kromer • AV Preservation by reto.ch

Hochschule der Künste Bern
Filmkonservierung und -restaurierung
Bern, 13.–14. Dezember 2018

1

Triage

2

Triage der Sammlung

Vier Schritte:

1. Träger Cellulosenitrat?
2. Schicht Farbe?
3. Träger Celluloseacetat?
4. verbleibende Elemente

3

1. Träger Cellulosenitrat?

Filmträger Cellulosenitrat:

- schwache Zersetzung
→ kalt (4 °C bei 45% rF)
- starke Zersetzung
→ gefroren (– 8 °C und Feuchte mittels
Mikroklima kontrolliert)

4

2. Schicht Farbe?

Filmschicht chromogene Farbe:

- Cyan, Magenta **und** Gelb > 70%
→ kalt (4 °C bei 45% rF)
- Cyan, Magenta **oder** Gelb < 70%
→ gefroren (– 8 °C und Feuchte mittels
Mikroklima kontrolliert)

5

3. Träger Acetat?

Film- oder Magnetbandträger Acetat:

- AD-Indikator < 2
→ kalt (4 °C bei 45% rF)
- AD-Indikator > 2
→ gefroren (– 8 °C und Feuchte mittels
Mikroklima kontrolliert)

6

4. Verbleibende Elemente

Filmträger Polyester und Filmschicht
Schwarzweiss;

Magnetbandträger Polyester;

CD, DVD, BD, HDD:

- kühl (16 °C bei 35% rF)

7

Einlagerung

8

Vorbereitung der Rollen

- Reinigung
- «archival rewinding»
- Kern
- Verpackung

9

Kontrolle der Feuchte

- Makroklima
 - Klimaanlage
- Mikroklima
 - FICA-Methode (Film Conditioning Apparatus)
 - CMI-Methode (Critical Moisture Indicator)

10

	offen	FICA	CMI
?	Klimaanlage Schleuse	Maschine Beutel	Beutel Trockenmittel Indikatoren
+	Einfachheit	Erfahrung Gebrauch Katastrophe	Kontrolle Gebrauch Katastrophe
-	Energie Organisation Personal	Personal Organisation Material	Personal Organisation Material

11

Auslagerung

12

Von 16 °C mit 35% rF

- In der Regel können die Rollen vom Lager in den Arbeitsraum gebracht und sofort am Handumrolltisch benutzt werden.
- Hat es im Arbeitsraum **mehr als 25 °C oder mehr als 55% rF**, dann ist die Prozedur für 4 °C mit 45% rF zu befolgen

13

Von 4 °C mit 45% rF

1. Die Rollen werden im Kühlraum in einen Beutel geschlossen.
2. Im Arbeitsraum wird die Temperatur während **6 Stunden** im geschlossenen Beutel ausgeglichen.
3. Der Beutel wird geöffnet und die Feuchte kann sich während **18 Stunden** angleichen.

14

Von –8 °C mit Mikroklima

1. Die aus dem Gefrierraum kommenden Beutel geschlossen während **24 Stunden** bei 20 °C stabilisieren lassen.
2. Ohne Beutel die Feuchtigkeit stabilisieren lassen während weiteren:
 - **2 Tagen** für Film
 - **6 Tagen** für 16-mm- und 17,5-mm-Magnetband
 - **20 Tagen** für 35-mm-Magnetband

15

AV Preservation by reto.ch

chemin du Suchet 5
1024 Écublens
Switzerland

Web: reto.ch
Twitter: @retoch
Email: info@reto.ch



16